

C. ELENCO DELLE SONDE OPZIONALI

Le sonde opzionali disponibili per questo sistema sono elencate nella tabella sottostante. Selezionare la sonda adeguata a ciascun esame.

| Tipo | Nome Modello | Frequenza (MHz) | Modalità di visualizzazione | | | Scansione obliqua | Applicazione |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|
| | | | B/M | CFM | Doppler | | |
| Convessa | PVP-375MT | 3,75 | 0 | 0 | 0 | X | Esami addominali |
| | PVP-575MT | 5,0 | 0 | 0 | 0 | X | Esami addominali |
| | PVE-382M | 3,75 | 0 | 0 | 0 | X | Esami cardiaci add.lli |
| | PVF-621VF | 6,0 | 0 | 0 | 0 | X | Transvaginale |
| | PVF-738B | 7,0 | 0 | 0 | 0 | X | Procedure interoperative |
| | PVF-738T | 7,0 | 0 | 0 | 0 | X | Procedure interoperative |
| | PVF-745V | 7,0 | 0 | 0 | 0 | X | Procedure interoperative |
| | PVF-620ST | 6,0 | 0 | 0 | 0 | X | Esami transrettali |
| | Lineare | PLP-308T | 3,75 | 0 | 0 | 0 | X |
| PLP-705S | | 7,5 | 0 | 0 | 0 | X | Esami tessuti superficiali |
| PLP-703MT | | 7,5 | 0 | 0 | 0 | X | Vasi sang. periferici |
| Convessa e lineare | | | | | | | |
| | PVL-625RT | 6,0 7,0 | 0 | 0 | 0 | X | Esami transrettali |