

C. ELENCO SONDE OPZIONALI

Le sonde opzionali per questo ecografo sono indicate nell'elenco sottoriportato. Selezionare il modello adatto all'esame da effettuare.

	Tipo	Modello	Campo effettivo	Frequenza	Campo di applicazione	Modalità di visualizz.			
						B/M	CFM	PW	CW
1	Sonda (settoriale)	PSK-25AT	90°	2.5 M	Cardiaco, generale	X	X	X	X
2	Sonda (settoriale)	PSK-50LT	90°	5.0 M	Cardiaco, pediatrico	X	X	X	X
3	Sonda (settoriale)	PSK-70LT	90°	7.5 M	Cardiaco, pediatrico	X	X	X	X
4	Sonda (TEE)	PEK-507SB	90°	5.0 M	Endoscopico (cardiaco)	X	X	X	X
5	Sonda (TEE)	PEK-508SC	90°	5.0 M	Endoscopico (cardiaco), piccolo diametro	X	X	X	
6	Sonda (TEE)	PEK-510SB	90°	5.0 M	Endoscopico (cardiaco)	X	X	X	X
7	Sonda (lineare)	PLK-703AT	32.0 mm	7.5 M	Vascolare periferico, regioni superficiali	X	X	X	
8	Sonda (pencil)	PC-19M	--	1.9 M	Per Doppler CW				X